



**Resusci Anne Q CPR torse,  
livré en carton**

## Description

Mannequin torse livré en carton:

**Inclus:** Mannequin Torse, 3 masques de visage décorés pour Resusci Anne, 2 voies respiratoires, 2 ressorts de compression (avec des niveaux de résistance adaptés à différentes corpulences), 1 protège genoux, Veste de survêtement, 50 lingettes désinfectantes, un câble USB, un mode d'emploi et une documentation produit.

**Resusci Anne® avec QCPR® a été conçu pour vous proposer :**

- **Une mesure complète et fiable** de la qualité des gestes pratiqués lors de la réanimation cardio-pulmonaire
- **Une évaluation claire** des résultats des performances
- **Un feedback complet** pour le formateur



## Informations complémentaires

The Resusci Anne® with QCPR® est utilisé avec différents outils de feedback\*

<p><b>SimPad SkillReporter™</b> Le boîtier SimPad SkillReporter offre mobilité, simplicité et flexibilité afin d'augmenter la qualité du massage cardiaque et des ventilations. Ce feedback avancé peut s'effectuer sur 1 mannequin mais aussi permettre la gestion et le contrôle de 6 mannequins utilisés simultanément</p>	
<p><b>SkillGuide</b> le boîtier SkillGuide fournit un feedback complet en temps réel de la qualité des gestes pratiqués lors de l'entraînement à la réanimation cardio-pulmonaire (profondeur, rythme, qualité des compressions, qualité des insufflations)</p>	
<p><b>Resusci Anne® Wireless SkillReporter™ Software (PC)</b> Uniquement disponible sur Microsoft Windows. Le PC n'est pas fourni avec le logiciel. Le logiciel Resusci Anne Wireless SkillReporter est une solution simple pour la gestion de vos formations à la réanimation cardiopulmonaire.</p>	

\*Attention : ces outils doivent être commandés séparément- Ils ne sont pas livrés avec les mannequins

### Equipement de Premiers Secours

31 Rue Malaga Résidence, Badr El Manar 1  
2092 Tunis - Tunisie

Tél: (+216) 71.88.76.30 Fax: (+216) 71.88.40.74

[www.eps-tunisie.com](http://www.eps-tunisie.com)  
[contact@eps-tunisie.com](mailto:contact@eps-tunisie.com)





**Caractéristiques:**

- Anatomie réaliste incluant des fonctions d'inclinaison de la tête, de bascule du menton, de profondeur de compression, de force de compression et de soulèvement de la poitrine
- Le système de ventilation permet un soulèvement de la poitrine approprié pour la réanimation avec ballon-masque et bouche-à-bouche
- Amélioration des mesures et du feedback
- Écrans de débriefing détaillés
- Capteur indiquant le positionnement correct des mains
- Connexion sans fil avec SimPad SkillReporter
- Conforme aux recommandations 2010

**Composants en option**

- Défibrillation avec DAE
- Membres de premier secours et de désincarcération
- Tête de gestion des voies aériennes pour les techniques de gestion des voies respiratoires supraglottiques

