



AED Trainer 2

Description

« Le défibrillateur d'entraînement Laerdal AED Trainer 2 a été conçu pour réaliser des formations intensives en privilégiant la durabilité des électrodes et la souplesse de création de scénarios. »

Le défibrillateur d'entraînement Laerdal AED Trainer 2 peut être utilisé avec n'importe quel mannequin de RCP grâce à ses électrodes d'enseignement réutilisables. Il offre les caractéristiques suivantes:

- Electrodes de formation réutilisables une **centaine** de fois pour une utilisation sur n'importe quel mannequin de RCP.
- 10 scénarios pré-programmés, création de nouveaux scénarios
- Batterie d'un défibrillateur parfaitement simulée (alimentée par **6 piles classiques** Type C incluses).
- **Livré avec housse souple de qualité** pour ranger tous les accessoires.

Informations complémentaires

Commande à distance (*option*). La commande à distance améliore l'interactivité entre l'instructeur et l'élève en lui permettant de contrôler directement les fonctions et événements suivants :

Fonctions de l'AED Trainer 2 :

- Sélection du scénario
- Suspendre, arrêter et reprendre scénarios pendant la formation
- Réglage du volume du haut-parleur

Evénements simulés sur l'AED Trainer 2 :

- Artéfacts
- Rythmes chocables/non chocables
- Piles faibles / remplacement des piles
- Panne de l'appareil

Vous cherchez un défibrillateur de formation "standard"?

Utilisable sur tout type mannequin sans adaptateur?

Pour des formations en nombre tout en étant économique? L'AED trainer II est fait pour vous!

Equipement de Premiers Secours

31 Rue Malaga Résidence, Badr El Manar 1
2092 Tunis - Tunisie

Tél: (+216) 71.88.76.30 Fax: (+216) 71.88.40.74

www.eps-tunisie.com
contact@eps-tunisie.com

