



Tête d'intubation nourrisson (De 28 jours à 2 ans)

Description

La tête d'intubation nourrisson est un système d'entraînement réaliste, représentant la face, les voies aériennes supérieures et l'abouchement de l'oesophage d'un nourrisson.

Il permet l'enseignement et/ou l'entraînement à :

- l'aspiration naso ou oro trachéale
- la ventilation artificielle avec un insufflateur manuel
- la manoeuvre de Sellick
- l'exposition et à l'intubation naso ou oro trachéale
- la pose d'un masque laryngé

Informations complémentaires

Produits inclus:

- 1 tête d'intubation de mannequin nourrisson
- 1 lubrifiant des voies respiratoires
- 1 livret de garantie Global Laerdal
- 1 mode d'emploi

