



Little Junior avec sac souple/tapis sol

Description

Un mannequin Little, 1 sac souple /tapis de sol, 2 masques de visages, 2 voies aériennes, 6 lingettes désinfectantes, 1 Mode d'emploi

Informations complémentaires

Little Junior a été conçu pour permettre une formation efficace à la RCP chez l'enfant à moindre coût tout en étant réaliste. Little Junior est dans la lignée de Little Anne et de Baby Anne.

- les voies respiratoires peuvent être ouvertes par la bascule de la tête et la subluxation de la mâchoire
- "cliquet" sonore de compression confirmant la profondeur correcte de compression
- voies respiratoires jetables et économiques pour un nettoyage facile et rapide (pas de changement entre deux élèves tout en évitant le risque de contamination croisée grâce à une valve unidirectionnelle)
- masques de visage interchangeables et réutilisables (compatibles avec le mannequin resusci Junior)

