



Bras perf multiveines femme adulte, kit complet

Description

Un bras de perfusion adulte, une peau et un système multi-veines de remplacement, du concentré de sang simulé, un flacon de sang avec tubes et raccord, collier et crochet, 5 seringues, du lubrifiant pour mannequin et une valise de transport.

Modèle anatomique autorisant une rotation externe du bras et permettant :

- La palpation et la désinfection du site de ponction choisi.
- La cathétérisation (avec retour veineux réaliste) au niveau des réseaux veineux du dos de la main, radial, céphalique, médian, et basilique.
- Des injections intraveineuses en bolus ou en perfusion lente.

La peau interchangeable et le système veineux à mémorisation de forme assurent la longévité du modèle

