



Apprentissage du soin d'épisiotomie

Description

Un système d'apprentissage en 3 niveaux pour enseigner l'épisiotomie, les techniques de suture et les sutures sur les épisiotomies et les déchirures de deuxième degré.

Niveau 1 : Episiotomie - Un dispositif simple pour enseigner les méthodes sûres d'épisiotomie.

Compétences enseignées : Identification des fontanelles, Prise en charge du périnée distendu, Réduction du risque de blesser le bébé ou la mère, Injection périnéale avant l'épisiotomie, Utilisation d'instruments, Réalisation d'épisiotomie medio-latérale ou médiane

Caractéristiques : Représentation réaliste des tissus en présence d'un périnée distendu, tête de bébé réaliste visuellement et au toucher avec les repères, réponse tactile appropriée lors de l'insertion de doigts pour sécuriser la tête du bébé, économique avec deux épisiotomies par kit. Se fixe sur la base de suture périnéale

Niveau 2 : Techniques de suture du périnée : Le kit de d'épisiotomie et de réparation périnéale permet l'enseignement de la suture sur deux plans dont un représente le défi qui existe lorsqu'il s'agit de suturer dans le vagin

Compétences enseignées : Suture sur deux plans (dans le vagin et sur le périnée), Pratique des techniques de sutures: Continue, Sub-cuticulaire, avec des noeuds.

Caractéristiques : Représentation de l'anus, de restes d'hymen, pour l'orientation et une évaluation avant suture, toutes les couches de la peau sont présentes et la rétention des sutures est réaliste.

Niveau 3 : Procédures de réparations périnéales : Pour la pratique de l'épisiotomie et les déchirures de 2ème degré

Compétences enseignées : Reconnaissance des couches de tissu et prise en charge, Suture de la muqueuse vaginale, Suture du muscle profond, identification et prise en charge des déchirures périnéales, permet l'examen digital rectal avant et après la réparation.

Caractéristiques : Le bloc représente les caractéristiques anatomiques réalistes suivantes : peau du périnée structure musculaire superficielle et couches adéquates pour les sutures - Economique, car toutes les couches peuvent être suturées plusieurs fois. Chaque bloc présente 3 sites de suture: le latéral gauche est « pré-incisé », le médian et le médiolatéral ne sont pas pré-incisés. La peau se lave à l'eau et au savon - Pinces fournies pour maintenir le dispositif sur un support horizontal.

