



Support de plaque cutanée

Description

Le support peut être utilisé initialement sur un plan de travail et ensuite être fixé sur une personne pour simuler avec davantage de réalisme et intégrer la relation au patient.

Stable, non-glissant, il se fixe avec une ventouse sur un plan de travail, il peut être fixé sur le bras ou la cuisse avec la sangle prévue à cet effet.










Plaque cutanée

3 couches pour la démonstration et la formation aux incisions et aux techniques de sutures. Sans latex, réaliste, épiderme, derme et couche sous-cutanée.

Dimensions :

- Grand modèle (Ref: 00092) : 145mm x 125mm (vendus par 2)
- Petit modèle (Ref: 00091) : 125mm x 72mm (vendus par 4)



	<p>Plaque cutanée noire</p> <p>Références:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 00093 petite (x4) · 00094 grande (x2) 		<p>Ablation kyste sébacé</p> <p>Référence: 00071</p>
	<p>Traitement d'une plaie économique - sutures, agrafes, strips.</p> <p>Références:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 00042 petite (x12) · 00041 grande (x6) 		<p>Ablation lipome</p> <p>Référence: 00081</p>
	<p>Traitement d'une plaie - peau noire - économique - sutures, agrafes, strips</p> <p>Références:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 00044 petite (x12) · 00043 grande (x6) 		<p>Sutures et soins dermatologiques de base</p> <p>Référence: 90065</p>
	<p>Excision de lésions dermatologiques superficielles</p> <p>Références:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 00103 grande plaque (x2) · 00104 petite plaque (x 4) 		