



Bag II à UU avec masque

Description

Bag II à UU avec masque

- ✓ Adulte avec Masque 4 ou 5
- ✓ Enfant avec Masque 2 ou 3
- ✓ Nourrisson avec Masque 1

Encore plus performant et pratique: transparence et souplesse pour une meilleure efficacité

Informations complémentaires

Le ballon en PVC offre transparence et souplesse pour de meilleure performance et un meilleur confort.

Le BAG II est sûr: exempt de latex, il n'y a pas de risque d'allergie pour le patient et l'utilisateur. Il est fourni avec une sangle de maintien et un crochet. Le tuyau d'oxygène est renforcé pour éviter qu'il ne soit pincé. Sa fabrication en PVC permet d'apporter transparence et souplesse: meilleure surveillance du patient, diminue la fatigue de l'utilisateur et permet une meilleure sensation de la résistance à l'insufflation. Le masque patient est souple, pour une bonne étanchéité. Son dôme transparent permet de surveiller la couleur des lèvres du patient.

La BAG II est un insufflateur jetable pour patient. Cela réduit les risques de contamination et supprime les procédures de désinfection et stérilisation. Les modèles enfants et nourrissons livrés avec une valve de surpression tarée à 35cm d'H²O.

