



## Resusci Junior "aquatique"

### Description

Modèle sans boîtier de contrôle Skillguide, mais avec un kit aquatique permettant de faire flotter de façon réaliste le mannequin (face dans l'eau). Si le coussin de flottaison est dégonflé, le mannequin coule.

Livré dans une valise de transport rigide.

Livré avec un tapis de sol (facilite également le déplacement du mannequin dans la salle de cours), 4 masques de visages, 4 voies respiratoires, 1 flacon de désinfectant VIRKON.

### Informations complémentaires

Modèle sans boîtier de contrôle Skillguide, mais avec un kit aquatique.

