

### Spencer 270 Brancard de catastrophe empilable

Un nouveau design avec les angles arrondis aux extrémités qui permet une meilleure manœuvrabilité pendant les opérations de chargement et de transport.

- Complet de deux sangles de maintien de couleurs orange avec déverrouillage automatique
- Marquage réfléchissant pour augmenter la visibilité nocturne
- Disponible aussi dans la version pour la décontamination

#### Spencer 270

Poids: 5 kg  
 Charge utile: 170 kg  
 Spencer 270 jaune ST00270A  
 Spencer 270 orange ST30270A  
 Spencer 270 militaire ST10270A  
 Spencer 270 bleu ST20270A

#### Spencer 270 décontamination

Poids: 5 kg  
 Charge utile: 170 kg  
 Spencer 270 décontamination ST40270B

### Spencer 280 Brancard de catastrophe empilable

Un design essentiel qui caractérise la fonctionnalité du modèle, qui est tradition du brancard empilable.

- Complet avec deux sangles de maintien de couleurs orange avec déverrouillage automatique
- Marquage réfléchissant pour augmenter la visibilité nocturne

Le brancard de catastrophe Spencer 280 ne peut pas être commercialisé en France.

Poids: 5 kg  
 Charge utile: 170 kg  
 Spencer 280 jaune ST00280A  
 Spencer 280 orange ST30280A  
 Spencer 280 militaire ST10280A  
 Spencer 280 bleu ST20280A




### Spencer 281 Brancard catastrophe avec têtère empilable

Le seul brancard empilable avec têtère réglable. Le système mécanique et le châssis de la têtère sont réalisés en acier inox.


Les brancards empilables peuvent être utilisés même pour recevoir les patients en attente d'être transférés dans des structures hospitalières; une permanence prolongée renforce l'exigence de garantir au patient le confort et la posture la plus convenable.

- Complet avec deux sangles de maintien de couleurs orange avec déverrouillage automatique
- Marquage réfléchissant pour augmenter la visibilité nocturne

Poids: 6 kg  
 Charge utile: 170 kg  
 Spencer 281 jaune ST00281A  
 Spencer 281 orange ST30281A  
 Spencer 281 militaire ST10281A  
 Spencer 281 bleu ST20281A



Disponible en différents coloris



Les extrémités sont affinées pour garantir une manœuvrabilité optimale

Ourlet du tronc central pour éliminer les surfaces coupantes

Toile en Spentex® 600 D anti-accroc et lavable, fixée avec un système sur boucle automatique pour régler et optimiser la tension en largeur

Pieds réalisés en aluminium et soudés au châssis

Grandes surfaces ouvertes pour permettre d'y accéder facilement avec les mains pendant les opérations de transport



### Série Stock

Brancards empilables. Ils sont nécessaires n'importe où il est essentiel de stocker un grand nombre de brancards dans peu de place. Le châssis de la Série Stock est réalisé avec un alliage en aluminium autant résistant que léger. Les supports accomplissent la fonction de pièce d'entretoisement avec le brancard qui est posé au sol et d'éléments de stockage avec les brancards superposés. La tension de la toile peut être déterminée par avance grâce à un système rapide et précis obtenu avec des boucles en polypropylène. La

toile est réalisée en nylon 600 D enduit de vinyle, ignifuge, imperméable et lavable. Le traitement en surface de l'aluminium garantit une longue durée. Dans peu d'espace on peut stocker un grand nombre de brancards, éventuellement même avec têtère; cette caractéristique les rend idéals pour équiper les PMA.

S	C	E	Comp 405	IXF
E	HP	P	200 x 200 mm	col 03 min 01
X	link	p.	109	

