


Le tissu utilisé pour la partie supérieure est souple et permet d'améliorer l'adhérence et le confort du patient




Le tissu 700 D utilisé pour le revêtement de la partie inférieure est robuste et enduit de vinyle pour éviter les abrasions

CDK
Matelas à dépression fuselé

Le CDK est le matelas à dépression classique, robuste et fiable. Il est équipé d'une corde passante utilisée dans la partie inférieure, avec des protections en Santoprene®, comme poignées et dans la partie supérieure comme système d'attache des ceintures de fixation. Le côté supérieur est de couleur orange, celui inférieur est gris. La valve, réalisée en laiton chromé

avec porte-caoutchouc incorporé, garantit une tenue à n'importe quelle température et pour une durée illimitée.
Température d'utilisation: de -20 à +50 °C
Dimensions: 2130 x 880 mm
Poids: 4,1 kg
CDK orange QM22300A
CDK militaire QM22310A



S	C	€	Comp 414		LXF	
E	HP	B	50 x 30 mm	col 01	min 03	
I	domaine	FR	IS	MC	MI	SA SP



QMX 109
Pompe en ABS pour matelas à dépression

Pompe en ABS double effet. Elle peut être utilisée pour créer la dépression ou pour gonfler, grâce à deux valves reliées à deux chambres différentes. Une bonne qualité à un coût contenu.

Hauteur: 503 mm
Poids: 900 g
Diamètre chambre: 95 mm
QMX 109

QM22109A