

Les deux sangles claviculaires sont prévues pour être insérées de façon correcte dans les fissures du plan dur


Une petite sangle avec fermeture en Velcro® permet de stocker les Rock Straps en peu de place, prêtes pour être utilisées

Pour rendre plus intuitif et rapide l'immobilisation du patient, les fermetures en Velcro® sont différenciées par un code couleur

La souplesse de la sangle allergique et la ténacité de la fermeture en Velcro® permettent d'affronter avec professionnalisme l'immobilisation du patient au plan dur

Les ceintures sont réalisées avec un système de coutures renforcées

Fermeture avec décrochement automatique en nylon et réglage intégré




Rock Straps
Sangles type araignée pour plan dur

Le système de ceintures Rock Straps permet l'immobilisation complète des patients adultes ou pédiatriques sur les plans durs Spencer, mais il est aussi indiqué pour tous les autres modèles de plans durs. Grâce à la possibilité des parties transversales de glisser le long de la ceinture dorsale, il peut s'adapter avec précision et donc être utilisé avec tous les patients. Les fixations sont en Velcro®. Des codes couleurs ont été appliqués pour rendre plus facile son utilisation. Complètement radio-compatible. Réalisé en nylon souple et robuste et des spéciales ceintures transversales.

Poids: 500 g
Rock Straps ST02035A
RSP pédiatrique ST02018A

S	CE			LXF	
E	EM	P	30 x 40 mm	col 03	min 10
X	link	p.	120		
I	domaine	FR	IS MC MI MR PA SP VWR		
N	6530-15-150-7524				



Reflex Straps
Sangles type araignée rétro-réfléchissantes pour plan dur

Dans la version Reflex Straps ont été insérés deux filaments de fil réfléchissant Scotchlite dans la trame de la sangle pour rendre plus sûres les opérations de secours en conditions de faible visibilité. En effet la sécurité technologique des matériaux sophistiqués Scotchlite s'ajoute aux incomparables qualités de la sangle en nylon Spencer.

Poids: 500 g
Reflex Straps ST02020A

Pro Reflex Straps
Sangles type araignée rétro-réfléchissantes avec fermeture rapide

Aux caractéristiques des Reflex Straps s'associe une fermeture avec décrochement automatique en nylon et réglage intégré. Facile à nettoyer et à désinfecter.

Poids: 560 g
Pro Reflex Straps ST02021A

S	CE			NEW	LXF	R
X	link	p.	120			
I	domaine	FR	IS MC MI MR PA SP VWR			