



Réalisé en Cordura 1000 D

Epaulières rembourrées en Plastizote non-absorbant, réglables

Les épaulières peuvent se ranger à l'intérieur d'un compartiment dédié pour utiliser les sacs même comme une valise

Sac à dos, avec épaulières, amovible et fixé avec fermeture à glissière renforcée

Poche amovible fixée avec fermeture à glissière

Poignées latérales équilibrées pour le transport comme valise

Peut contenir une bouteille de 2 L

Disponible en différents coloris (R-aid)



R-aid

Sac à dos de secours multi-usage

Le R-aid est un sac à dos de secours souple et de grand volume. Étendu en hauteur, offre la possibilité de ranger six pochettes amovibles sur système Velcro® de couleurs différentes qui permettent de ranger efficacement différents équipement de premier secours. Le R-aid est composé de deux autres sacs, amovibles par fermeture à glissière fonctionnelle: le premier, plus petit, se trouve au dessus et le deuxième, qui se transforme dans un pratique petit sac à dos, est placé sur la partie antérieure. A l'extérieur, trois poches, deux latérales et une sur la partie frontale. Le dosseret est anatomique, les épaulières sont rembourrées et réglables, réalisé en Cordura très résistant avec des bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité. Toutes les pochettes colorées sont fournies avec le sac à dos. Les pochettes colorées M Series sont disponibles.

Disponible même le modèle 10 G.

Poches dédiées à page 302.



Raid vide

Dimensions: 420 x 310 x h570 mm

Poids R-aid: 2,2 kg

Poids R-aid 10 G: 2,7 kg

Volume: 74 L

R-aid jaune/noir CB04101A

R-aid orange/noir CB04098A

R-aid rouge/noir CB04100A

R-aid bleu/noir CB04120B

R-aid 10 G rouge/noir CB04122B

Raid avec pochettes M Series

Dimensions: 420 x 310 x h570 mm

Poids R-aid: 3,4 kg

Poids R-aid 10 G: 3,9 kg

Volume: 74 L

R-aid jaune/noir CB04102A

R-aid orange/noir CB04099A

R-aid rouge/noir CB04090A

R-aid bleu/noir CB04121B

R-aid 10 G rouge/noir CB04123B

Raid Trolley avec pochettes M Series

Dimensions: 420 x 330 x h650 mm

Poids R-aid Trolley: 3,4 kg

Poids R-aid Trolley 10 G: 3,9 kg

Volume: 74 L

R-aid Trolley CB04130B

R-aid Trolley 10 G CB04131B

S	Comp 430	NEW	LXF	R	KIT			
E EM	P 70 x 20 mm	col 01	min 01					
E HP	P 70 x 20 mm	col 02	min 01					
X link	p. 302							
I domaine	FR	HC	IS	LC	MC	MI	PA	SP
G	CRASH TEST				10 G			



Poignée renforcée

Couleurs durables

Bâche de protection

Disponible en différents coloris



Co-bag Valise professionnelle d'urgence

Co-bag est née suite à une attentive étude de marché et à la volonté de révolutionner la simple conception de valise pour répondre aux nouveaux besoins de praticité, innovation et design imposés par une réalité en continuelle évolution. Réalisée en nylon Ripstop et caractérisée par une série de compartiments internes rembourrés avec de l'expansé elle à été pensée pour un utilisateur dynamique et professionnel.

Une valise conçue pour l'extraordinaire monde de l'urgence et à ces protagonistes, dédiée à ceux qui savent que le secret d'un choix chromatique de succès, n'est pas dans la sélection des couleurs, mais dans leur assemblage: le votre.

Dimensions: 570 x 200 x h320 mm

Poids: 1,8 kg

Volume: 36 L

Co-bag bleu/jaune CB01000B

Co-bag noire/jaune CB01002B

Co-bag grise/orange CB01003B

Co-bag verte/jaune CB01004B

Co-bag rouge/blanche CB01005B

Co-bag grise/bleu CB01006B

Co-bag sable/vert kaki CB01007B

S	Comp	429	NEW	LXF	R	KIT
E EM	P	100 x 50 mm	col 06	min 50		
E HP	P	50 x 50 mm	col 01	min 01		
I domaine		HC IS MI MR PR PT SA SP SV				





Valise 747

Description

Description technique :

La valise 747 permet à l'utilisateur d'avoir à portée de main l'ensemble du matériel médical d'urgence nécessaire à une intervention rapide et efficace.

Elle est équipée de 3 plateaux de rangement basculables vers l'arrière et de 3 tiroirs coulissants et escamotables pour un plus important volume de rangement.

Panneau frontal rabattable.

Poignée de portage robuste.

Caractéristiques techniques

- Matière : Très solide en ABS moulé
- Entretien : Facile
- Fermeture : Hermétique
- Dimensions : 510 x 290 x 320 mm

Le(s) produit(s) présenté(s) dans cette fiche technique, est (sont) sauf erreur de typographie, conforme(s) au produit livré. Toutefois, les textes, descriptifs, photos, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs

Equipement de Premiers Secours

31 Rue Malaga Résidence, Badr El Manar 1
2092 Tunis - Tunisie

Tél: (+216) 71.88.76.30 Fax: (+216) 71.88.40.74

www.eps-tunisie.com
contact@eps-tunisie.com





Valise 2272 [253205]

Description

Très robuste en ABS moulé, entretien facile, fonctionnelle, avec poignée de portage, fermeture hermétique.

Composée d'un plateau de 9 compartiments et d'un tiroir.

Dimensions 500 x 260 x 300

Le(s) produit(s) présenté(s) dans cette fiche technique, est (sont) sauf erreur de typographie, conforme(s) au produit livré. Toutefois, les textes, descriptifs, photos, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs

Equipement de Premiers Secours

31 Rue Malaga Résidence, Badr El Manar 1
2092 Tunis - Tunisie

Tél: (+216) 71.88.76.30 Fax: (+216) 71.88.40.74

www.eps-tunisie.com
contact@eps-tunisie.com





SECOURBOX
TROUSSE DE SECOURS



Trousse de secours
SECOURBOX 4 Personnes ABS

Description

De couleur blanche, compactes et de dimensions diverses, les trousse de secours SECOURBOX sont adaptées à tous types d'utilisation.

La trousse de secours 4 P-ABS comprend :

- 1 bande extensible 6 cm x 4 m
- 1 bande de crêpe 7 cm x 4 m
- 2 blisters de 5 compresses 5 x 5 cm
- 1 pansement compressif stérile 8 cm x 10 cm
- 1 pansement compressif stérile 12 cm x 10 cm
- 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 2 compresses alcool 70°
- 2 compresses anti-coups
- 2 compresses anti-moustique
- 2 sachets de gel anti-brûlure
- 2 sachets de solution hydroalcoolique décontaminante
- 1 paire de ciseaux
- 1 pince à écharde
- 12 épingles de sûreté
- 1 paire de gants nitrile taille L
- 1 guide 1er secours
- 1 doigtier simili cuir
- 1 couverture de survie non stérile
- 1 écharpe triangulaire
- 2 unidoses lavage oculaire

Dimensions de la valise ABS : 180 x 125 x 80 mm

Le(s) produit(s) présenté(s) dans cette fiche technique, est (sont) sauf erreur de typographie, conforme(s) au produit livré. Toutefois, les textes, descriptifs, photos, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs

Equipement de Premiers Secours

31 Rue Malaga Résidence, Badr El Manar 1
2092 Tunis - Tunisie

Tél: (+216) 71.88.76.30 Fax: (+216) 71.88.40.74

www.eps-tunisie.com
contact@eps-tunisie.com





Trousse de secours SECOURBOX 8 Personnes ABS Compartimentée

Description

De couleur blanche, compactes et de dimensions diverses, les trousse de secours SECOURBOX sont adaptées à tous types d'utilisation.

La trousse de secours 8 P-ABS Compartimentée comprend :

- 2 bandes extensibles 6 cm x 4 m
- 2 bandes de crêpe 7 cm x 4 m
- 4 blisters de 5 compresses 5 x 5 cm
- 1 pansement compressif stérile 8 cm x 10 cm
- 1 pansement compressif stérile 12 cm x 10 cm
- 2 sachets de 10 pansements adhésifs assortis
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 3 compresses anti-coups
- 2 compresses anti-moustique
- 4 sachets de gel anti-brûlure
- 3 sachets de solution hydroalcoolique décontaminante
- 1 paire de ciseaux
- 1 pince à écharde
- 12 épingles de sûreté
- 2 paires de gants nitrile taille L
- 1 guide 1er secours
- 1 vaporisateur de chlorhexidine 100 ml
- 1 doigtier simili cuir
- 1 couverture de survie non stérile
- 1 écharpe triangulaire
- 2 unidoses lavage oculaire

Dimensions de la valise ABS Compartimentée : 280 x 200 x 115 mm

Le(s) produit(s) présenté(s) dans cette fiche technique, est (sont) sauf erreur de typographie, conforme(s) au produit livré. Toutefois, les textes, descriptifs, photos, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs

Equipement de Premiers Secours

31 Rue Malaga Résidence, Badr El Manar 1
2092 Tunis - Tunisie

Tél: (+216) 71.88.76.30 Fax: (+216) 71.88.40.74

www.eps-tunisie.com
contact@eps-tunisie.com

