



**Moniteur multiparamétrique  
PRIZM 3 Couleur**

## Description

Le moniteur PRIZM 3 permet de surveiller les signes vitaux d'un patient dans le cadre d'un transport ou en milieu spécialisé. Compact et léger, il offre une haute portabilité. Ses performances et son design en font un produit incontournable.

**Ecran** couleur LCD 6 pouces

**Dimensions:** L 24,5 cm x H 8,4 cm x P 8,5 cm

**Poids :** 1 kg

**SpO2 :** plage de mesure 0% à 100%

**Fréquence cardiaque :** 30 à 300 bpm

**PNI :** plage de mesure 0 à 300 mmHg

**Température d'utilisation :** 15 à 45 °C

Batterie Li-ion rechargeable (temps de charge de 6h, temps d'utilisation de 4h)

3 niveaux d'alarmes

Répond à la Certification Européenne 93/42

**Poids** 1.0000

**Dimensions** Dimensions (l x h x p) : 24,5 cm x 8,4 cm x 8,5 cm

