



Oxymètre de pouls compact

Description

Oxymètre de pouls compact

Oxywatch

200000

SpO2 : 35 à 99% +/- 1%. BPM : 30 – 240 +/- 1

BPM Fonctionne avec 2 piles livrées AAA 1.5 V

Alcalines. Autonomie 30 heures. Poids 50g piles incluses Livré avec un cordon.

Oxymètre de pouls facile et simple d'utilisation. Affichage numérique. Permet de mesurer la SpO2 et les fréquences pulsatiles. Graphe à barres lumineuses indiquant l'intensité et la régularité du pouls.

Le(s) produit(s) présenté(s) dans cette fiche technique, est (sont) sauf erreur de typographie, conforme(s) au produit livré. Toutefois, les textes, descriptifs, photos, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs

Equipement de Premiers Secours

31 Rue Malaga Résidence, Badr El Manar 1
2092 Tunis - Tunisie

Tél: (+216) 71.88.76.30 Fax: (+216) 71.88.40.74

www.eps-tunisie.com
contact@eps-tunisie.com

