



Pen light en plastique

Description

DGX 061

Pen light en plastique

Stylo lampe pour l'inspection des cavités oropharyngée et oculaire. Structure en plastique.

Interrupteur à effleurement. Equipé de deux piles type AA. Longueur: 126 mm

DGX 061 DG08061D

Le(s) produit(s) présenté(s) dans cette fiche technique, est (sont) sauf erreur de typographie, conforme(s) au produit livré. Toutefois, les textes, descriptifs, photos, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs

Equipement de Premiers Secours

31 Rue Malaga Résidence, Badr El Manar 1
2092 Tunis - Tunisie

Tél: (+216) 71.88.76.30 Fax: (+216) 71.88.40.74

www.eps-tunisie.com
contact@eps-tunisie.com

