



Jet Compact

Description

Aspirateur de mucosités portable

Jet Compact est un dispositif médical portable pour l'aspiration, utilisé pour dégager les voies aériennes des mucosités. L'appareil est capable de créer une pression négative (aspiration) et recueille les liquides à travers un tuyau à usage unique branché directement au bocal. Les liquides sont donc stockés à l'intérieur du bocal avant d'être selon les préconisations des déchets d'activités de soins à risques infectieux. Cet aspirateur est idéal pour le premier secours, et pour utilisation en transport ou dans les hôpitaux. Vous serez étonnés par sa versatilité compacte et légère. Le système, qui ne demande aucun entretien spécifique, assure un débit d'aspiration de 32 L/min à -550 mm Hg. Son design compact permet de le stocker facilement à l'hôpital, en ambulance et à l'intérieur des sacs à dos. Performance d'aspiration impressionnante pour un dispositif portable avec des dimensions et un poids extrêmement réduits.

Jet Compact - SC75100B

