



Blanco
Aspirateur de mucosités transportable

Le design des aspirateurs Blanco représente la fusion des caractéristiques de la première production avec fonctionnalité et technique contemporaine. Un aspirateur essentiel qui est destiné à avoir du succès chez une clientèle qui apprécie la rigueur de la technique et la propreté des lignes arrondies.

La gamme Blanco a été réalisée pour être utilisée en milieu médical et plus précisément dans les cabinets médicaux et dans les hôpitaux mais, grâce à sa poignée de transport intégrée, il se prête aussi pour être utilisé sur les véhicules de transport. Les pompes d'aspiration utilisées sur tous les modèles de la gamme ne demandent aucun entretien et elles sont très puissantes. Les vases collecteurs sont autoclavables, ils disposent d'une valve de trop plein sûre et d'un efficace système de fermeture. Ils sont réalisés avec une coque en technopolymère très facile à nettoyer.

Autres informations sur la fiche comparative de page 424.

Blanco 220 V 16 L/min SC10001B

Blanco 12 V 16 L/min avec batterie

SC10002B

Blanco 12 V 25 L/min

SC10003B

Blanco 220 V 30 L/min

SC10004B

S	CE 0123	Comp 424	NEW		
E PS	P	100 x 20 mm	col 03	min 01	