



Défibrillateur Automatique Powerheart® G3 PLUS

Description

Forme d'onde : biphasique tronquée exponentielle. Énergie croissante Niveau d'énergie variable (VE) 150j à 360j, adaptée à l'impédance du patient Nombre de protocoles

Le défibrillateur automatique Powerheart G3 PLUS présente les mêmes caractéristiques techniques que le powerheart G3 automatique mais propose quant à lui une nouvelle option :+ rappel du passage de l'alerte aux services de secours+ métronome intégré qui constitue une aide au massage cardiaqueDéfibrillateur entièrement automatique, comme le Powerheart AED G3 il n'y a aucun bouton choc à presser. Il propose quant à lui une nouvelle option : Métronome intégré qui constitue une aide à la RCP.Détecte et analyse automatiquement le rythme cardiaque et délivre automatiquement un choc de défibrillation à une victime d'un arrêt cardiaque. Il suffit simplement d'appliquer les électrodes de défibrillation.

